

Reparieren von Pressteilen

sicheres Halten
mit Easy-Grip™



Einbringen der
Easy-Fix™ Paste



vollständig fixiertes
Brennobjekt



repariertes
Pressobjekt




Fixieren von Vollkeramikobjekten

Einbringen der
Easy-Fix™ Paste




vorsichtiges Auf-
setzen auf
Brenngutträger



Pressobjekt nach
dem Brand



Entfernen von
Easy-Fix™



Fixieren von Metallkeramikobjekten

Schultermodellation
vor dem Brand



Einfüllen der
Easy-Fix™ Paste



Brücke vor
Schulterbrand



Brücke nach
Schulterbrand

